

# ANIMAL-office

## Service-Update

Version 5.2.8



MODUL	I0886	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Klienten	Wartung	5.2.8

**Thema:** **Anzeigefeld ID/Name in Aktionsliste (Klient) etwas zu kurz**

**Beschreibung:** Das Anzeigefeld für die ID-Nummer (Name) ist zu kurz da die letzte Stelle der Ohrmarke abgeschnitten wird.

**LÖSUNG:** Das Anzeigefeld wurde vergrößert - Die Textkonstante „ID:“ wird nun nicht mehr angezeigt

MODUL	I0930	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Behandlung	Abgabebeleg	5.2.8

**Thema:** **Medikamentenname auf Abgabebeleg wieder Rechnungsname des Arzneimittels drucken**

**Beschreibung:** auf vielfachen Wunsch - Änderung wieder zurücknehmen bzw. optionalen Schalter implementieren

**LÖSUNG:** Die Bezeichnungen der Arzneimittel am Abgabebeleg wurde wieder auf das alte System zurückgesetzt.

Tierärzte welche immer die offizielle Handelsbezeichnung am Abgabebeleg drucken möchten, können dies über Menü EXTRAS > PARAMETER >

"ABGABEBELEG: Immer Arzneimittelbezeichnung drucken"

aktivieren.

MODUL	I0931	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Datenabgleich Mobilclient	Korrektur	5.2.8

**Thema:** **Versionierung von Behandlungen eines Tages per Mausklick**

**Beschreibung:** Programmroutine welche nach Vorgabe eines Tagesdatums die Behandlungen dieses Tages neu versioniert sodass diese wieder für den Datenabgleich aktiviert werden.

**LÖSUNG:** Sollte es erforderlich sein, einen Tag auf einem Mobilclient neu versionieren zu müssen, kann dies nun über das Mastermenü > Tools durch die Eingabe des Datums durchgeführt werden.

MODUL	I0932	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Vorlagen Dokumente	Mehrfachauswahl	5.2.8

**Thema:** **Druck Dokument mit „Mehrfachauswahl Patienten“ nicht korrekt**

**Beschreibung:** Beim Drucken dieser Vorlagen kann das PullDown-Menü für die Anordnung der Info`s nicht ausgewählt werden, daher werden auch keine Patienteninformationen angedruckt

**LÖSUNG:** Der Druck von Vorlagen mit Auswahl mehrerer Patienten funktioniert wieder korrekt .

MODUL	I0933	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		GDT - Schnittstelle	Konfiguration	5.2.8

**Thema:** **GDT-Profil nicht einstellbar**

**Beschreibung:** GDT-Profil für die Konfiguration eines digitalen Röntgens nicht einstellbar, es werden keine Karteblätter angezeigt.

**LÖSUNG:** Einstellungen für GDT-Profile (Digitalröntgen) funktionieren nun wieder korrekt.

MODUL	I0934	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Kalbinnen -Management	Aufruf	5.2.8

**Thema:** **Programmcrash bei Aufruf Kalbinnen-Management in Patientenstamm**

**Beschreibung:** ich hab den neuen Button Kalbinnenmanagement ausprobiert. Unter „Stall“ (Klient) kommt man rein. Bei „Stall“ im Patienten stürzt jedes Mal(!) das Programm ab!

**LÖSUNG:** Dieser Fehler wurde behoben

MODUL	I0935	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Bestellwesen	eLord	5.2.8

**Thema:** **Korrekturen RICHTER-CONNECT / eLord**

**Beschreibung:**

- Bei der Bestellung eines Artikels welcher „Bonusfähig“ ist aber eine Rabattinformation existiert, eine Info anzeigen dass bei Bonusauswahl kein Rabatt möglich ist.
- Textinformation bei Bestellung von 20 auf max. übertragbare Zeichen erweitern

**LÖSUNG:**

1. Wird ein Artikel bestellt welcher Bonusfähig ist und Rabattangaben existieren, wird eine Meldung angezeigt.
2. Die Textinformationen bei der Bestellung wurde auf 60 Stellen erweitert

MODUL	I0940	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Fakturierung	Druck	5.2.8

**Thema:** **Start Rechnungsdruck mit ENTER-Taste ermöglichen**

**Beschreibung:** Beim Rechnungsdruck kommt das zweite Layout mit Befehl "drucken", dieser funktioniert nicht mit Eingabetaste, man muß mit dem Courser hinfahren und klicken - anders wäre man viel schneller.

**LÖSUNG:** Im Zwischenlayout der Fakturierung kann nun der Druck mittels ENTER-Taste gestartet werden.

MODUL	I0941	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Artikelstamm	Samen	5.2.8

**Thema:** **Präfix „AT/DE000“ bei Erfassung Lebensnummer Stier im Artikelstamm**

**Beschreibung:** Wird im Artikelstamm (Karteiblatt SAMEN) ein Stier zugewiesen sollte im Eingabefeld wie bei der Lebensnummer/Patient über die Funktionstaste-7 das entsprechende Präfix (AT000 od. DE000) aktiviert werden können.

**LÖSUNG:** Bei Zuordnung Stier im Artikelstamm (Samen) kann nun über die Funktionstaste F7 das entsprechende Präfix (AT/DE + 000) aktiviert werden

---

MODUL	10942	MENÜPUNKT	FUNKTION	VERSION
		Behandlung	Abschluss	5.2.8

**Thema:** **Bei Behandlungsabschluss werden nicht alle Tiere angezeigt (Office/Wartezimmer)**

**Beschreibung:** Bei Behandlungsabschluss werden (wenn Aufruf über Wartezimmer) die weiteren Tiere des Besitzers nicht angezeigt, bitte korrigieren.

---

**LÖSUNG:** Weitere Tiere des Besitzers werden beim Behandlungsabschluss (bei Aufruf über Wartezimmerfunktion) nun wieder korrekt angezeigt